

Specifiche tecniche

Modello	790/990	770/970	750/950
Compensazione gas fresco	✓	✓	✓
Compensazione compliance (possibile di preimpostazione o misurazione)	✓	✓	✓
Pazienti adulti, pediatrici e neonati	✓	✓	✓
Modalità di ventilazione			
Controllo del volume	✓	✓	✓
Controllo della pressione	✓	✓	✓
Ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata con supporto pressorio (SIMV+PSV)	✓	✓	✓
Supporto della pressione	✓	✓	
Monitoraggio della ventilazione			
Ossigeno	✓	✓	✓
Volumi inspirati ed espirati	✓	✓	✓
Pressione delle vie aeree (PAW)	✓	✓	✓
Tracciato della pressione	✓	✓	✓
Tracciato del flusso	✓	✓	✓
Cicli di spirometria	✓		
Parametri			
Rapporto I:E	2,0:1–1:5,1		
Frequenza	2–99 bpm		
Volume tidale impostato	Pazienti adulti: 20–1.500 ml	Pazienti pediatrici e neonati: 20–1.500 ml	
Volume al minuto	Pazienti adulti: 0,3–25 litri/min	Pazienti pediatrici e neonati: 0,3–25 litri/min	
Limite di pressione	Pazienti adulti: 10–70 cmH2O	Pazienti pediatrici e neonati: 10–50 cmH2O	
PEEP	3–20 cmH2O		
Pausa inspiratoria	0–50%		
Funzione sospiro	Il volume totale erogato viene aumentato del 10% ogni 10 respiri		
Attivazione paziente	5–15 litri/min		
Flusso inspiratorio massimo	100 litri/min		
Pressione di supporto	5–30 cmH2O		
Allarmi impostati dall'operatore			
Pressione alta	5–70 cmH2O		
Pressione bassa	4–50 cmH2O		
Volume al minuto alto	Pazienti adulti: 2–25 litri/min	Pazienti pediatrici e neonati: 1–25 litri/min	
Volume al minuto basso	Pazienti adulti: 1–24 litri/min	Pazienti pediatrici e neonati: 0–24 litri/min	
Frequenza alta	3–99 bpm		
Frequenza bassa	0–98 bpm		
Ossigeno alto	19–110%		
Ossigeno basso	18–109%		
Allarmi statici			
Apnea	Errore sensore	Vent in operativa	
Errore trasduttore flusso inspiratorio	Errore impostazione	Errore PEEP	
Sotto pressione	Pressione erogazione gas bassa	Carico assente	
Guasto alimentazione	Batteria quasi scarica	Guasto comunicazione	
Allarmi apnea in modalità sacca	Pressione sostenuta	Gas fresco eccessivo	

www.spacelabshealthcare.com



Sede centrale di Spacelabs Healthcare
35301 S.E. Center Street
Snoqualmie, WA 98065

Telefono: 425-657-7200
Nord America: 800-522-7025
Fax: 425-657-7212