


Intesys[®] Clinical Suite



SPACE LABS
HEALTHCARE
A vida de seus pacientes depende de você

Intesys® Clinical Suite (ICS)


Melhore a eficiência, a funcionalidade e o fluxo de informações clínicas com o Intesys Clinical Suite (ICS). Nosso sistema clínico transmite informações vitais aos médicos em todos os serviços e locais. O ICS também pode fornecer informações clínicas ao seu PC desktop e dispositivos móveis. Ao trabalhar perfeitamente com seus sistemas (EMR), o ICS pode fornecer dados numéricos e em forma de onda.



Exibição Traçados do Clinical Access

- Veja retrospectivamente sinais vitais e formas de onda dos monitores pacientes.
- Revise a divulgação integral baseada em eventos com a análise do tipo Holter.
- Crie tendências personalizadas para exibir os conjuntos mais relevantes para cuidados especializados.
- Colete dados de monitores em toda a rede hospitalar, incluindo a captura sem fio.
- Envie alarmes secundários para smartphones e dispositivos middleware do usuário final.
- Exporte ECG de 12 derivações para a maioria dos sistemas de gerenciamento de dados cardiológicos, como o sistema Sentinel da Spacelabs.





Histórico de alarmes completo

Com o simples toque de um botão, você pode revisar retrospectivamente eventos de alarme em miniatura e em formato de faixa. Você pode até mesmo voltar no tempo para ver o que precedeu o evento de alarme e como o paciente se recuperou.

Mais aplicativos do ICS

- Smart Disclosure
- Custom Trends
- Admission, Discharge, and Transfer (ADT) Interface
- 12-Lead ECG Interface
- Interfaces de rede e HL7
- Impressão de rede



Vital Signs Viewer

Este aplicativo sofisticado, parte do conjunto do ICS, essencialmente cria um sistema de monitoramento de pacientes sem paredes. Com as informações dos pacientes disponíveis em qualquer PC em rede, isso significa que os profissionais de saúde podem ver retrospectivamente as formas de onda de outra unidade no hospital ou em seus computadores no trabalho ou em casa.





Estação central Xhibit

Todos os aplicativos do ICS mencionados acima podem ser visualizados em um display Xhibit dedicado. Acesse até 72 horas de informações do paciente e obtenha um quadro completo da saúde cardíaca do paciente ao tocar na área de forma de onda do paciente e abrir o Clinical Access.

O XC48 inclui gerenciamento de alarmes e monitoramento remoto centralizado para até 48 pacientes.

Ajuste facilmente o modo como os pacientes são visualizados em cada display e a acuidade do seu monitoramento com vistas altamente personalizáveis.

Identifique rapidamente a gravidade e o histórico de alarmes do paciente através de imagens e tons sonoros.



Monitor de paciente Xprezzon

Uma rápida olhada no monitor de paciente de alta acuidade Xprezzon

- ECG de 3, 5 ou 12 derivações de diagnóstico, respiração, SPO₂, PANI e temperatura
- 4 pressões invasivas (expansível até 8) e débito cardíaco
- Até 8 formas de onda e 24 parâmetros
- Tela sensível ao toque de 19" (48,26 cm) altamente visível com luzes de alarme LED integradas (dianteiras e traseiras)
- Quadro completo do leito de monitores beira-de-leito remotos
- Cálculos de sinais vitais
- Conectividade do EMR ao ICS
- Data Shuttle de 24 horas do paciente
- Scanner de código de barras USB pronto
- Varitrend® 4 OCRG
- Termômetro USB opcional de verificação pontual Exergen
- Módulos opcionais de impressora/gravador, capnografia, multigases, BIS, SvO₂ e SpO₂ duplo

