



OnTrak

90227



OnTrak: Spacelabs neue Evolution im Blutdruck-Monitoring



Zuverlässige Überwachung

OnTrak ist das Ergebnis aus über 40 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der ambulanten Blutdruckaufzeichnung.

Der Langzeit-Blutdruckmonitor OnTrak wurde umfassenden Tests unterzogen und anhand der drei international anerkannten Protokolle validiert, um Ihnen bei der Untersuchung Ihrer Bluthochdruck-Patienten größtmögliche Sicherheit und Genauigkeit zu gewährleisten

PROTOKOLL	BESTANDEN
AAMI/ANSI/ISO 81060* (Erwachsene und Kinder)	✓
British Hypertension Society (Britische Gesellschaft für Bluthochdruck)	A/A
European Society of Hypertension (Europäische Gesellschaft für Bluthochdruck)	✓

Benutzerfreundlichkeit

- Der große 2,4-Zoll-Farbbildschirm lässt sich einfach bedienen, so dass Sie alle Funktionen im Griff haben.
- Einstellbar sind Protokoll, Kindermodus und der maximale Anfangsdruck.
- Mit zwei AA-Batterien können Sie bis zu sieben Tage lang oder bis maximal 300 Blutdruckmessungen registrieren.
- Die Einstellung „Komfort-Modus“ regelt den Anfangsdruck automatisch und optimiert dadurch die Patienten-Compliance.

Stay **OnTrak** with Hypertention Management

Flexible Lösungen

Sentinel ist das Kardiologie-Managementsystem von Spacelabs Healthcare, das zusammen mit OnTrak eine skalierbare Lösung für all Ihre Blutdruck-Analysen- und Validierungsanforderungen bietet.

- Kombinieren Sie es auf Ihrem PC mit einer Einzelplatz-Installation von Sentinel für einfaches Analysieren und Abspeichern vor Ort.
- Erweitern Sie Ihre Lösung und nutzen Sie ein webbasiertes Netzwerksystem, mit dem Sie auf mehreren Arbeitsstationen Konfigurationen und Analysen durchführen können. Optimal für kleine Praxen.
- Für gruppenübergreifende, forschungsbasierte Kliniksysteme, oder wenn Daten aus der Ferne heruntergeladen werden müssen, kann Sentinel auf eine webbasierte unternehmensweite Lösung erweitert werden.

Komfortabel

- Klein, leicht und zuverlässig.
- Über ein Standard-Micro-USB-Kabel lässt sich der OnTrak an jeden Windows-PC anschließen.
- Mit dem integrierten Farbdisplay lässt sich der OnTrak direkt am Gerät - ohne PC - konfigurieren.
- Drucken Sie ohne zusätzliche Software direkt auf jedem PictBridge-fähigen Drucker.



Patienten-Komfort und -Zufriedenheit

Der Komfort des Patienten ist wichtig, um eine hohe Patientenzufriedenheit und hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Damit dies sichergestellt ist, sind für den OnTrak zahlreiche Trage- und Manschettenoptionen erhältlich.

- Tragetaschen mit Gürtel oder Schulterriemen.
- Bequeme Patientenmanschetten mit eingebautem Selbstapplikator.
- Überzüge für Komfort und Manschettenschutz.





* Abschnitt 5.2.6 ist ausgenommen – Modell 90227 ist kontraindiziert für den Einsatz in Verbindung mit Ergometriegegeräten.