



**SPACELABS
HEALTHCARE**

MONITORAGGIO DEL PAZIENTE
Monitor da trasporto Qube® Mini

Continuità
delle cure

Un livello di vigilanza ininterrotto



Con il monitor paziente da trasporto Qube® Mini, non ci sono compromessi nell'accesso ai dati dei pazienti ad alta acuità, sia dal posto letto sia in movimento. Ottimizzato per il trasporto, il Qube Mini garantisce un livello di vigilanza ininterrotto quando il paziente è più vulnerabile. Le grandi dimensioni dello schermo di Qube Mini rendono i dati del paziente leggibili dal posto letto o dall'altra parte della stanza.

Se usato con la centrale di monitoraggio Xhibit Spacelabs e la Clinical Suite Intesys, Qube Mini offre la connettività aziendale per l'EMR ospedaliero, i sistemi di gestione degli ECG, i sistemi cercapersone e le soluzioni di accesso remoto.

Interfaccia e funzionalità familiari

Gli operatori sanitari beneficiano di un'interfaccia utente familiare e intuitiva con gli stessi dati, presentati nelle stesse schermate dei monitor paziente Spacelabs montati a parete. Qube Mini ha una capacità per 11 parametri. Tutte le forme d'onda e i valori sono inviati alla centrale di monitoraggio Xhibit, XprezzNet e Clinical Access, sia a batteria sia con alimentazione elettrica.

Piccolo e
leggero,
con una batteria
di lunga durata



| Monitor da trasporto Qube® Mini

Ottimizzato per il trasporto

Il monitor del paziente mini è leggero e robusto, così da sopportare le cadute accidentali e venire incontro alle esigenze di trasporto frequente e agli ambienti con criticità media. Il supporto per asta endovenosa (IV) integrato in attesa di brevetto e il display touch screen a 8 pollici con luce di allarme fornisce informazioni vitali dove richiesto, al posto letto o in movimento. Con una rete wireless e una batteria integrata, Qube Mini supporta il trasporto fino a cinque ore.

- Un solo operatore può trasportare, visualizzare il monitor e guardare il paziente contemporaneamente
- Il morsetto integrato consente il montaggio istantaneo su praticamente qualsiasi asta endovenosa (IV) o sul binario del letto senza staffe speciali
- Si monta facilmente sull'asta endovenosa (IV) o sul binario del letto fornendo una visibilità ottimale per l'operatore e comfort per il paziente
- Maniglia per il trasporto integrata
- Design robusto con paraurti in neoprene per gestire facilmente una caduta da 1 metro
- Lunga durata della batteria
- Riduce al minimo la contaminazione incrociata
- Il morsetto integrato elimina la necessità di posizionare il monitor nel letto del paziente, dove può verificarsi una contaminazione incrociata



Panoramica di Qube Mini

- Grande schermo touch screen a colori
- Morsetto integrato a rapido montaggio
- Asta per il morsetto
- Capnografia side-stream (EtCO₂) anche a batteria e WiFi
- ECG a 12 derivazioni
- Spie di allarme regolabili dall'utente
- Ore batteria/dati: 5/96
- Impugnatura ergonomica
- Numeri grandi su display: 4
- Capacità di tracciati: 4-6
- Capacità di parametri: 18
- Pressioni invasive: 4
- Funzionalità wireless e cablata
- Dimensioni del display: 8" (20,3 cm)
- Peso: 2,9 kg
- Peso con modulo di comando 3,9 kg
- Dimensioni: 20 cm x 26 cm x 19 cm
- Termometro spot check USB Exergen facoltativo

Si monta facilmente sull'asta endovenosa o sul binario del letto fornendo una visibilità ottimale per l'operatore e comfort per il paziente





Con voi fino alla fine.

Spacelabs è stato il pioniere della telemetria medica e delle innovazioni nel monitoraggio dei pazienti e continua a offrire le soluzioni più efficienti per fornire ai pazienti ciò che si aspettano, semplificando al tempo stesso la gestione delle risorse per soddisfare i requisiti reali. Dalla pianificazione strategica fino all'assistenza post-installazione, contate sugli esperti di strategie TeamUp, sui prodotti e sui servizi Spacelabs per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di performance del personale sanitario.

www.spacelabshealthcare.com

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065

T: +1 425 396 3300 | F: +1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, UK

T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213

© 2024 Spacelabs Healthcare Specifiche soggette a variazione senza preavviso. Numero di parte 030-0132-00 Rev B

SPACELABS
HEALTHCARE

An OSI Systems Company