



SPACELABS
HEALTHCARE

MONITORAMENTO DE PACIENTES
Monitor de transporte Qube® Mini



Continuidade
dos cuidados

Vigilância ininterrupta



| Monitor de transporte Qube® Mini

Com o monitor de transporte de pacientes Qube® Mini, você jamais compromete o acesso aos dados de alta acuidade do paciente à beira do leito e em movimento. Otimizado para transporte, o Qube Mini garante um nível ininterrupto de vigilância para pacientes mais vulneráveis. A tela grande do Qube Mini torna os dados do paciente legíveis à beira do leito ou do outro lado do quarto.

Quando implantado com a Estação central Xhibit da Spacelabs e a Intesys Clinical Suite, o Qube Mini oferece conectividade corporativa com os sistemas hospitalares de gestão de EMR, ECG, sistemas de paging e soluções de acesso remoto.

Interface e funcionalidade familiares

Os profissionais de saúde se beneficiam de uma interface de usuário intuitiva e familiar com os mesmos dados apresentados nas mesmas telas que os monitores de pacientes da Spacelabs montados na parede. O Qube Mini tem capacidade para 11 parâmetros. Todos os traçados e valores são enviados para a estação central Xhibit, XprezzNet e Clinical Access, quer estejam operando com bateria ou com a fonte de alimentação.

Leve 
e compacto,
com bateria
de longa duração

Otimizado para transporte

O monitor de paciente Mini é leve e robusto para resistir a quedas acidentais, atendendo às necessidades de transporte intenso e ambientes de média acuidade. O suporte para poste intravenoso (IV) com patente pendente integrado e a tela sensível ao toque de 8 polegadas com luz de alarme fornecem informações vitais onde você precisa estar, na beira de leito ou no caminho. Com rede sem fio e bateria integrada, o Qube Mini suporta até cinco horas de transporte.

- Um único profissional de saúde pode fazer o transporte, visualizar o monitor e atender o paciente simultaneamente.
- A pinça integrada permite a montagem instantânea em praticamente qualquer poste IV ou trilho de beira de leito sem suportes especiais.
- Pode ser facilmente montado no poste IV ou no trilho da cama para proporcionar uma ótima visibilidade ao profissional de saúde e conforto ao paciente.
- Alça de transporte integrada.
- Design robusto com amortecedores de neoprene para suportar tranquilamente quedas de um metro.
- Bateria de longa duração.
- Minimiza a contaminação cruzada.
- A pinça integrada elimina a necessidade de colocar o monitor na cama do paciente, onde pode ocorrer contaminação cruzada.




Pode ser facilmente montado no poste IV ou no trilho da cama para proporcionar uma ótima visibilidade ao profissional de saúde e conforto ao paciente.



Uma olhada rápida no Qube Mini

- Grande tela sensível ao toque a cores
- Pinça integrada para montagem rápida
- Pinça de suporte
- Capnografia de fluxo lateral (EtCO₂) operando com bateria e Wi-Fi
- ECG de 12 derivações
- Luzes de alarme ajustáveis pelo usuário
- Bateria/horas de dados: 5/96
- Alça ergonômica
- Números grandes na tela: 4
- Capacidade de traçados: 4–6
- Capacidade de parâmetros: 18
- Pressões invasivas: 4
- Funcionalidade com e sem fio
- Tamanho da tela: 8 pol. (20,3 cm)
- Peso: 2,9 kg
- Peso com módulo de comando: 3,9 kg
- Dimensões: 20 cm x 26 cm x 19 cm
- Termômetro USB opcional de verificação pontual Exergen





Com você o tempo todo.

A Spacelabs é pioneira em telemetria médica e inovações no monitoramento de pacientes e continua a oferecer soluções que ajudam a proporcionar a experiência que seus pacientes esperam, facilitando o gerenciamento de seus recursos para atender às necessidades atuais. Desde o planejamento estratégico até o suporte pós-instalação, conte com os especialistas em estratégias, produtos e serviços da Spacelabs TeamUp para alcançar as metas de desempenho de sua equipe de atendimento.

www.spacelabshealthcare.com

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065

T: +1 425 396 3300 | F: +1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, Reino Unido

T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213

© 2024 Spacelabs Healthcare Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. N.º do produto 030-0135-00 Rev B

SPACELABS
HEALTHCARE

An OSI Systems Company