


SPACELABS
HEALTHCARE

SURVEILLANCE DES PATIENTS
Moniteur de chevet Xprezzon®

Une puissante
expression de
la performance
et du design



Réactif et polyvalent

Spacelabs Xprezzon® est un moniteur modulaire de haute acuité adapté aux soins néonataux, pédiatriques et adultes, ainsi qu'à l'environnement périopératoire. Avec un écran tactile Spacelabs de 19 pouces, Xprezzon propose différentes configurations permettant de répondre aux contraintes d'espace de votre environnement clinique particulier. Les écrans cliniques et l'interface utilisateur sont harmonisés avec les moniteurs patient Qube® et Qube® Mini pour faciliter l'apprentissage et la navigation.



Xprezzon est sensible aux besoins du patient en matière de repos. Il atténue intuitivement la luminosité de l'écran lorsque la lumière ambiante est faible.



Des solutions de montage ergonomiques et polyvalentes améliorent l'aspect général de l'environnement de soins.

Mise en relation des cliniciens et des données patient

Xprezzon offre un accès facile aux données patient en créant des informations au niveau du site de soins pour le clinicien. L'affichage à double-écran en option offre une visualisation dédiée en plein écran des données physiologiques ainsi qu'un écran secondaire pour une présentation alternative des données cliniques du patient.

Diverses solutions de fixation du moniteur et de gestion des câbles garantissent un flux de travail mieux organisé et plus efficace au chevet du patient.



Écran 19 pouces
et témoins d'alarme
lumineux à DEL
haute visibilité
intégrés



Éclairé

Le design moderne et novateur rend l'expérience des patients et de leurs familles confortable et attrayante. L'écran soigné et sans cadre comprend des témoins d'alarme lumineux à DEL haute visibilité. Ces voyants illuminent l'avant et l'arrière de l'écran, ce qui augmente la capacité du clinicien à identifier quel moniteur est en alarme dans un environnement de soins animé.

Moniteur patient de haute acuité



Tendance

Un écran haute résolution affiche des tendances personnalisées visuellement riches et nettes qui permettent une évaluation du patient plus rapide et mieux informée. D'un seul geste, les cliniciens peuvent accéder aux différentes vues de tendances en fonction des besoins d'observation, du type de procédure ou des protocoles cliniques. Les tendances peuvent être affichées de manière continue pour des mises à jour en temps réel des données patient critiques. Elles peuvent également être dimensionnées et disposées selon les préférences des cliniciens, qui disposent ainsi de leurs propres vues personnalisées.

Connecté

La connectivité de Xprezzon garantit votre investissement dans les générations antérieures des systèmes d'information et de suivi patient de Spacelabs. La rétrocompatibilité de Xprezzon offre une transition transparente entre les plateformes.

Xprezzon stocke jusqu'à 96 heures de tendances et propose la visualisation à distance, la fonction surveillance d'alarme, et quatre formats d'écran principal sélectionnables par l'utilisateur, y compris pour les libellés à grands chiffres. La version standard d'Xprezzon est livrée avec deux emplacements pour modules et est extensible grâce au boîtier de module à deux emplacements 90499 en option afin de prendre en charge des modules de paramètres spécialisés Spacelabs supplémentaires tels que BISx, Multigaz, capnographie, et SvO₂/ScvO₂. Lorsqu'il est déployé avec le poste central Spacelabs Xhibit® et Intesys® Clinical Suite, Xprezzon offre une connectivité d'entreprise au DME de votre hôpital, aux systèmes de gestion ECG, aux systèmes de radiomessagerie et aux solutions d'accès distant.






Jusqu'à
8 tracés,
24 paramètres



Des informations hautement fiables où vous voulez, quand vous voulez

L'écran haute résolution affiche des tendances personnalisées visuellement riches et nettes qui permettent une évaluation du patient plus rapide et mieux informée. D'un seul geste, les cliniciens peuvent accéder aux différentes vues de tendances en fonction des besoins d'observation, du type de procédure ou des protocoles cliniques. Les tendances peuvent être affichées de manière continue pour des mises à jour en temps réel des données patient critiques. Elles peuvent également être dimensionnées et disposées selon les préférences des cliniciens, qui disposent ainsi de leurs propres vues personnalisées. Les informations sur votre patient dans la paume de votre main.


Que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou lors de leurs déplacements, les cliniciens peuvent rester connectés à leurs patients. L'ICS innovant de Spacelabs offre une liberté et une fiabilité ultimes : l'accès aux données patient à partir d'un appareil mobile du clinicien.





Intégration et expérience utilisateur harmonieuses


Les écrans cliniques et l'interface utilisateur sont harmonisés avec les moniteurs patient Qube® et Qube Mini pour faciliter l'apprentissage et la navigation. La rétrocompatibilité de Xprezzon offre une transition transparente entre les plateformes pour compléter votre investissement dans les générations antérieures des systèmes d'information et de suivi patient de Spacelabs.



Coup d'œil sur Xprezzon

- ECG à 3, 5 ou diagnostic 12 dérivation, Resp, SpO₂, NIBP, Temp
- Jusqu'à 8 pressions artérielles invasives (extensible à 8) et débit cardiaque
- Jusqu'à 8 tracés, 24 paramètres
- Écran 19 pouces et témoins d'alarme lumineux à DEL (avant et arrière), haute visibilité
- Revue de lit complète des moniteurs de chevet à distance
- Calcul des fonctions vitales
- Connectivité du DME avec ICS
- Option Patient Data Shuttle 24 heures/24
- USB prêt pour la connexion d'un lecteur de codes à barres
- Imprimante/enregistreur intégré en option, modules capnographie, multigaz, BISx, SvO₂ et dual SpO₂
- Vari-trend® 4 OCRG
- Thermomètre de contrôle ponctuel USB Exergen en option

Les fonctionnalités peuvent varier selon la configuration du modèle acheté.





Avec vous jusqu'au bout.

Spacelabs a été un pionnier de la télémétrie médicale et des innovations en matière de suivi des patients, et continue à proposer des solutions qui en font plus pour vous aider à délivrer l'expérience que vos patients attendent, tout en vous aidant à gérer vos ressources pour répondre aux réalités actuelles. De la planification stratégique à l'assistance post-installation, comptez sur les experts en stratégie, les produits et les services TeamUp de Spacelabs pour vous aider à atteindre les objectifs de performance de votre équipe de soins.

www.spacelabshealthcare.com

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065

T : +1 425 396 3300 | F : +1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, Royaume-Uni

T : +44 (0) 1992 507700 | F : +44 (0) 1992 501213

© 2024 Spacelabs Healthcare. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. N° réf. 030-2102-00 Rév. B

SPACELABS
HEALTHCARE

An OSI Systems Company